

O ÚNICO FABRICANTE 100% DEDICADO À ODONTOLOGIA!

Agulhas e fios desenvolvidos
criteriosamente para **alta performance**
nas cirurgias e nos resultados clínicos.



 **techsuture**



Blue Nylon

NYLON BLUE NB / Poliamida Monofilamentada Azul

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
NB40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
NB40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
NB50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB50.17.38T-R	5-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NB60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
NB60.11.38T-N	6-0	45 cm	11 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB60.13.38T-N	6-0	45 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NB60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	

CARACTERÍSTICAS:
Poliamida Premium Azul com alta tenacidade, elasticidade média, e agulhas de corte triangular reverso de diâmetro estreito (N = < 0.39 mm) e/ou diâmetro regular (R = > 0.40 mm).

INDICAÇÕES:
Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 microcirurgias, fechamento de incisões oblíquas (relaxantes) e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.

Soft Blue

NYLON SOFT BLUE NSB / Poliamida Monofilamentada Ultra Soft Azul

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
NSB40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
NSB40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NSB40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
NSB50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NSB50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
NSB50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.17.38T-R	5-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
NSB50.20.38T-R	5-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	

CARACTERÍSTICAS:
Poliamida ultra soft azul com alta elasticidade, média tenacidade e agulhas de corte triangular reverso de diâmetro estreito (N = < 0.39 mm) e ou diâmetro regular (R = > 0.40 mm).

INDICAÇÕES:
Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 micro cirurgias e fechamento de relaxantes, e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.

PTFE

PTFE / Politetrafluoretileno Monofilamentado

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
PTFE40.15.12T-R	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	 Triangular Corte Reverso
PTFE40.15.38T-R	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PTFE40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PTFE40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	

CARACTERÍSTICAS:
Politetrafluoretileno, alta tenacidade, alta elasticidade e agulhas de corte triangular reverso no diâmetro regular (R = > 0.40 mm).

INDICAÇÕES:
Reconstruções ósseas avançadas, regenerações ósseas guiadas (ROG), sausage technique, entre outras. Cirurgias mais invasivas com maior incidência de edemas, e implantes associados a enxertos.

POLIPROPILENO / Polipropileno Monofilamentado Azul

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
PP40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
PP40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
PP50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.17.38T-R	5-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP50.20.38T-R	5-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
PP60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Triangular Corte Reverso
PP60.11.38T-N	6-0	45 cm	11 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP60.13.38T-N	6-0	45 cm	13 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	
PP70.06.2.38E-40	7-0	40 cm	2 x 6 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	 Espatulada
PP80.06.2.38E-40	8-0	40 cm	2 x 6 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	

CARACTERÍSTICAS:
 Polipropileno Azul, média tenacidade , média elasticidade e agulhas de corte triangular reverso nos diâmetros estreito (N = <0.39 mm), e/ou diâmetro regular (R = >0.40 mm)


INDICAÇÕES:
 Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 micro cirurgias e fechamento de relaxantes, e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.

NYLON BLACK N / Poliamida Monofilamentada Preta

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
N40.15.12T-R	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	 Triangular Corte Reverso
N40.15.38T-R	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N40.17.38T-R	4-0	55 cm	17 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N40.20.38T-R	4-0	55 cm	20 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N50.15.12T-R	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	 Triangular Corte Reverso
N50.15.38T-R	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N60.15.12T-R	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Regular > 0.40mm	 Triangular Corte Reverso
N60.15.38T-R	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Regular > 0.40mm	
N60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	Narrow < 0.39mm	
N60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	Narrow < 0.39mm	

CARACTERÍSTICAS:
 Poliamida monofilamentada preta, alta tenacidade, baixa elasticidade e agulhas de corte triangular reverso nos diâmetros estreito (N = <0.39 mm), e/ou diâmetro regular (R = >0.40 mm).

INDICAÇÕES:
 Cirurgias do dia a dia sem demanda estética, implantes em região posterior não associados aos enxertos, exodontia, protocolos, e região doadora de conjuntivo.



Base de Treinamento Techsuture

CARACTERÍSTICAS:

Espuma viscoelástica com sequência de suturas impressas e QRcode com videos do passo a passo das suturas.

INDICAÇÕES:

Treinamento de Incisões e Sutures.

Agulhas 3/8 Círculo e 1/2 Círculo de 15mm em tamanho real

3/8 Círculo
Narrow
Diâmetro < 0.39mm



1/2 Círculo
Narrow
Diâmetro < 0.39mm



3/8 Círculo
Regular
Diâmetro > 0.40mm



1/2 Círculo
Regular
Diâmetro > 0.40mm



As agulhas com > 0.40mm têm o código terminando com a letra **R (Diâmetro Regular)** e agulhas com < 0.39mm têm o código terminando com a letra **N (Diâmetro Narrow/Estreito)**.



www.techsuture.com.br
comercial@techsuture.com.br
Bauru | São Paulo

SAC (14) 99744 6863
@techsuture
@techsuture

