


AGULHAS NARROW

Cirurgia Plástica Periodontal e Microcirurgias


Agulhas e fios desenvolvidos criteriosamente para **alta performance** nas cirurgias e nos resultados clínicos.



Acesse o
Instagram



Acesse o
Site/E-commerce



Acesse o
Canal de Vendas



Soft Blue



NYLON SOFT BLUE NSB / Poliamida Monofilamentada Ultra Soft Azul

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
NSB40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
NSB40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
NSB50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
NSB50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
NSB50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	

CARACTERÍSTICAS: Poliamida ultra soft azul com alta elasticidade, média tenacidade e agulhas de corte triangular reverso de diâmetro estreito (N = < 0.39 mm).

INDICAÇÕES: Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.

Blue Nylon



NYLON BLUE NB / Poliamida Monofilamentada Azul

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
NB40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
NB40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
NB50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
NB50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
NB50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
NB60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
NB60.11.38T-N	6-0	45 cm	11 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
NB60.13.38T-N	6-0	45 cm	13 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
NB60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	

CARACTERÍSTICAS: Poliamida Premium Azul com alta tenacidade, elasticidade média, e agulhas de corte triangular reverso de diâmetro estreito (N = < 0.39 mm).

INDICAÇÕES: Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 microcirurgias, fechamento de incisões oblíquas (relaxantes) e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.

Black Nylon



NYLON BLACK N / Poliamida Monofilamentada Preta

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
N60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
N60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
N70.06.2.38E-40	7-0	40 cm	2 x 6 mm	3/8 Círculo	0.25mm	Espatulada

CARACTERÍSTICAS: Poliamida monofilamentada preta, alta tenacidade, baixa elasticidade e agulhas de corte triangular reverso no diâmetro estreito (N = < 0.39 mm).

INDICAÇÕES: Cirurgias delicadas e microcirurgias.

Polipropileno



POLIPROPILENO / Polipropileno Monofilamentado Azul

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
PP40.15.12T-N	4-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
PP40.15.38T-N	4-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
PP50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
PP50.13.38T-N	5-0	55 cm	13 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
PP50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
PP60.15.12T-N	6-0	45 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
PP60.11.38T-N	6-0	45 cm	11 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
PP60.13.38T-N	6-0	45 cm	13 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
PP60.15.38T-N	6-0	45 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	
PP70.06.2.38E-40	7-0	40 cm	2 x 6 mm	3/8 Círculo	0.25mm	Espatulada

CARACTERÍSTICAS: Polipropileno Azul, média tenacidade, média elasticidade e agulhas de corte triangular reverso no diâmetro estreito (N = < 0.39 mm).

INDICAÇÕES: Cirurgias com alta demanda estética, aumento de coroa clínica, recobrimento radicular, implantes imediatos associados aos enxertos, no 6-0 micro cirurgias e fechamento de relaxantes, e cirurgias invasivas com maior incidência de edemas.

Nylon Natural



NYLON NATURAL / Poliamida Monofilamentada Incolor

Códigos	Fios		Agulhas			
	Diâmetro USP	Comprimento	Comprimento	Curvatura	Diâmetro	Corte
NN50.15.12T-N	5-0	55 cm	15 mm	1/2 Círculo	0.33mm	Triangular Corte Reverso
NN50.15.38T-N	5-0	55 cm	15 mm	3/8 Círculo	0.33mm	

CARACTERÍSTICAS: Poliamida monofilamentada incolor de alta tenacidade e biocompatibilidade, e agulhas de alta performance.

INDICAÇÕES: Cirurgias com alta demanda estética.